



ALLES WAT U MOET
WETEN OVER UW

Orthese

⊕ LIVIT.NL

U heeft uw orthese van Livit ontvangen. Dit product is met de grootste zorg voor u op maat gemaakt. Lees deze handleiding voor gebruik aandachtig door, dan kan uw orthese u maximaal ondersteunen om weer vrij(er) te bewegen.

Wij wensen  *U VEEL*
Draagcomfort!

Gebruik

Er zijn veel verschillende soorten orthesen en deze worden op verschillende manieren gebruikt. In deze handleiding geven wij u algemene informatie over dit product. Specifieke informatie over uw orthese krijgt u van uw Livit adviseur.

Door het dragen van een orthese kunt u plaatselijk wat meer gaan transpireren. Laat de huid wennen en in de loop van de tijd zal de zweetproductie vaak afnemen.

Aantrekken

Het aantrekken van uw orthese kan in het begin wat stroef gaan, maar door het gebruik wordt deze steeds soepeler waardoor het aantrekken steeds makkelijker gaat.

- ⊕ Positioneer uw lichaamsdeel (arm, been of hoofd) goed in de orthese. De orthese hoort uw lichaam te ondersteunen of te corrigeren, dus moet uw lichaamsdeel zo veel mogelijk omvatten.
- ⊕ Bevestig sluitbanden altijd één voor één en begin op die plek die het verste van uw hart af ligt (eerst pols, dan onderarm en eerst onderbeen en daarna bovenbeen).
- ⊕ Controleer altijd of sluitingen goed vast zitten voor u gaat bewegen.

Enkel-Voetorthese, knie-enkel-voetorthese

De meeste kevo's zijn bedoeld om in een schoen te dragen. Draag deze enkel in de schoen die erbij bedoeld is en nooit zonder.

- ⊕ Zorg dat de schoen volledig is geopend en ga zitten. Plaats uw orthese in de schoen. Laat uw voet vervolgens aan de voorzijde in de schoen glijden. Zorg voor een gebogen knie of kniescharnier. Druk de hiel goed in de achterkant van de orthese.

- ⊕ Bevestig de sluitbanden op het onderbeen en eventueel daarna op het bovenbeen. Dan sluit u uw schoen en kunt u staan.
- ⊕ Heeft uw beenorthese een vergrendelingsstelsel, zorg dan dat u uw been volledig strekt en het kniescharnier vergrendeld voor u gaat lopen.

Onderhoud

Een orthese kan van (combinaties van) verschillende materialen gemaakt zijn. Het onderhoud van een orthese verschilt dus van soort tot soort.

Siliconen

Dit materiaal is afwasbaar met water en een niet-agressieve zeep. Spoel en droog het materiaal goed na om zeepresten te verwijderen. Siliconen is een sterk materiaal, maar kan minder goed tegen scherpe voorwerpen. Neem contact op met uw Livit adviseur zodra u een scheurtje ziet.

Kunststof

Maak kunststof delen regelmatig schoon met een vochtige doek, eventueel met wat schoonmaakmiddel. Gebruik nooit oplosmiddelen zoals aceton, spiritus, wasbenzine of iets dergelijks.

Leer

Leer kunt u schoonmaken met een vochtige doek. Het beste gebruikt u hiervoor kalkvrij water (gedestilleerd of gekookt water). Gebruik

geen zeep. Laat het leer drogen aan de lucht en vermijdt langdurig wrijven.

Carbon

Carbon is een zeer sterk en slijtvast materiaal. U kunt het reinigen met water en zeep en laten drogen aan de lucht.

Scharnieren

Scharnieren kunt u insmeren met naaimachineolie. Deze olie is zuurvrij en heeft een hoge zuiverheid.

Voering

De voering in onze valhelmen is gemaakt van schuimmateriaal dat bekleed is met lycra. De voering is van de buitenschaal te scheiden door het loshalen van het klittenband. De voering kan dan heel voorzichtig met de hand, op lage temperatuur en met vloeibaar wasmiddel gewassen worden. De harde schaal kan met een vochtige doek afgenomen worden. Als u de schuimvoering nat maakt, houdt dan rekening met een aanzienlijke droogtijd. Een eventuele tweede voering kan aangeschaft worden.

Voor alle materialen en soorten orthesen geldt dat deze goed droog moeten zijn voor deze gedragen kunnen worden. Droog de orthese altijd aan de lucht en nooit op of met een externe warmtebron. Hierdoor kan de orthese zijn vorm verliezen.

Ga bij duidelijk zichtbare schade (diepe groef of barst) aan kunststof delen terug naar uw Livit adviseur. Voor een reparatie of specifieke onderhoudsvragen kunt u ook altijd contact opnemen. Zo kunnen we indien nodig de sluiting van uw orthese vervangen.

Wennen

In het algemeen geldt voor een orthopedisch hulpmiddel een gewenningstijd. Per soort voorziening is deze gewenningstijd verschillend. Neemt u hiervoor rustig de tijd en laat uw adviseur of arts u uitleggen hoe u de draagtijd opbouwt.

Controleer tijdens de opbouwfase uw lichaamsdeel op drukplekken. Doe dit 25 minuten na het uitdoen van de orthese. Plekken die dan nog behoorlijk rood zijn, noemen we drukplekken en vaak vindt u die op de kuit, voet of hak. Dit is een heel normaal verschijnsel. Ziet u deze plekken verschijnen, bouw het dragen van uw orthese dan iets langzamer op. Als de drukpunten na 1 tot 2 weken niet zijn verdwenen, maak dan een afspraak met uw Livit adviseur.

Controle

Door het intensief dragen van uw orthese kan er ongemerkt slijtage optreden. Door slijtage aan bijvoorbeeld de pasvorm, het materiaal of de sluitingen kan de werking van uw hulpmiddel verminderen. Laat uw orthese daarom regelmatig controleren door uw Livit adviseur. Wij nemen contact met u op voor het plannen van deze controle-afspraak. Heeft u last of vragen, bel ons dan gerust.

Garantie

De garantietermijn op materiaal- en productiefouten in uw op maat gemaakte orthese is één jaar en gaat in op de datum van aflevering.

Als redelijkerwijs aangenomen kan worden dat problemen door anatomische veranderingen zijn/worden veroorzaakt, is de garantieregeling niet van toepassing.

Livit is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het onjuist gebruik van, of het aanbrengen van aanpassingen aan, de door haar geleverde producten door andere dan door Livit als bevoegd erkende personen. Hiermee vervalt tevens de garantieregeling.

Niet tevreden?

Wij streven naar 100% klanttevredenheid en vragen u uw opmerkingen of klachten altijd te melden. Het liefst bij de betreffende Livit medewerker. Heeft dit onvoldoende resultaat opgeleverd? Dan verwijzen wij u naar onze klachtenprocedure op livit.nl/klachtafhandeling. Wij zoeken zo snel mogelijk naar een passende oplossing voor u.



Voor je lijf.
voor je
leven.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij onze
Klantenservice: **088 -245 2000**

Kijk voor meer informatie over Livit en onze
producten op **livit.nl**



Disclaimer

Livit Orthopedie BV heeft uiterst zorgvuldig gewerkt aan de verzameling, totstandkoming en publicatie van de informatie in deze bijsluiting. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen ontstaan uit het opvolgen van instructies uit deze handleiding.

Livit Orthopedie BV, Kabelweg 40, 1014 BB Amsterdam

05/2017