



ALLES WAT U MOET
WETEN OVER UW

Steunzolen

⊕ LIVIT.NL

U heeft steunzolen van Livit ontvangen. Lees deze handleiding aandachtig door, dan kunnen uw steunzolen u maximaal ondersteunen om weer vrij(er) te bewegen.

Wij wensen  *U VEEL*
Draagcomfort!

Waar let u op bij het aanschaffen van schoenen?

Uw steunzolen komen het best tot hun recht in schoenen met:

- ⊕ een uitneembaar voetbed en/of
- ⊕ voldoende ruimte voor de steunzool
- ⊕ veter- of klittenbandsluiting
- ⊕ een maximale hakhoogte van 3 cm

Let op: steunzolen in veiligheidsschoenen

Steunzolen voor dagelijks gebruik zijn niet geschikt voor in veiligheidsschoenen. Hiervoor maakt Livit speciale steunzolen die er voor zorgen dat de certificering volgens de Europese norm 20345:2011 gewaarborgd blijft. Informeer hiernaar bij uw Livit adviseur of kijk op [livit.nl](https://www.livit.nl)

Wennen

Meestal moet u even wennen aan het dragen van steunzolen. Er kan bijvoorbeeld spierpijn ontstaan door andere belasting van spieren. Dit gaat doorgaans binnen twee weken over. Heeft u na drie weken nog last, neem dan contact op met uw Livit adviseur.

Om het wennen soepel te laten verlopen, adviseren wij u om zich aan onderstaand opbouwschema te houden:

dag 1:	1 uur
dag 2:	2 uur
dag 3 en 4:	4 tot 9 uur
vanaf dag 5:	de hele dag



Onderhoud

Voor zowel uw schoenen als uw steunzolen is het goed om na gebruik de steunzool uit de schoen te halen. Beide kunnen dan aan de lucht drogen. Doe dit niet op of vlakbij een warmtebron.

Garantie

Op uw steunzolen geldt een garantie van drie maanden op materiaal – met uitzondering van het afdek materiaal – en zes maanden op de pasvorm.

Gebruiksduur en controle

Afhankelijk van intensiviteit van gebruik, gaan steunzolen ongeveer een jaar mee. Wij adviseren u uw steunzolen jaarlijks te laten controleren op slijtage en op de stand van uw voeten ten opzichte van uw steunzolen.

Niet tevreden?

Wij streven naar 100% klanttevredenheid en vragen u uw opmerkingen of klachten altijd te melden. Het liefst bij de betreffende Livit medewerker. Heeft dit onvoldoende resultaat opgeleverd? Dan verwijzen wij u naar onze klachtenprocedure op [livit.nl/klachtafhandeling](https://www.livit.nl/klachtafhandeling)
Wij zoeken zo snel mogelijk naar een passende oplossing voor u.



Voor je lijf.
voor je
leven.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij onze
Klantenservice: **088 -245 2000**

Kijk voor meer informatie over Livit en onze
producten op **livit.nl**

 **LIVIT.NL**



Disclaimer

Livit Orthopedie BV heeft uiterst zorgvuldig gewerkt aan de verzameling, totstandkoming en publicatie van de informatie in deze bijsluiting. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen ontstaan uit het opvolgen van instructies uit deze handleiding.

Livit Orthopedie BV, Kabelweg 40, 1014 BB Amsterdam

05/2018